













HoKey

Implant Driver Set

01 	02 	03 	04 
Uzun Uç Tasarımı <i>Long Tip Design</i>	Ergonomik Tutucu <i>Ergonomic Grip</i>	Koruyucu Uç Geometrisi <i>Precision Tip Geometry</i>	2 Yıl Garantili <i>2-Year Warranty</i>
<p>25mm uzun uç sayesinde Preform®'ları bile analogalara vidalamak mümkündür. Erişimi zor bölgelerde üstün performans.</p>	<p>Özel tutucu kısım sayesinde el yorgunluğu minimuma indirilmiştir. Anahtar elinizden düşmez, vidalamanızı kolaylaştırır.</p>	<p>Vidaya tam oturan uçlar sayesinde vida kafaları zarar görmez. Uzun ömürlü kullanım için optimize edilmiş form.</p>	<p>Yüksek dirençli paslanmaz çelik malzeme ile aşınmalara karşı 2 yıl garantilidir. Kalite odaklı tasarım.</p>

90.200-1-PT-HKY-SET-10

Order Reference Nr.

Art. Nr.	Compatible Implant Systems	Design	Color	Max. Tork
90.201	Neodent® ● Zinedent® ● Biomet 3i® Cover Screws	H0,90		20 Ncm
90.202	Densply Ankylos® C/X	H1,00		25 Ncm
90.203	Biomet 3i® Certain® ● Biomet 3i® Osseotite® External Hex® ● Osstem TS® ● Hiossen TS® ● Dentsply Implants® Xive® ● Global D ● BTI	H1,20		25 Ncm
90.204	Altatec® Camlog® ● Bego Semados® S Line, RS Line Implant Systems®, Semados® S, RS-RX, RI Line ● BioHorizons® Internal ● Densply Implants® Astra Tech Implant System OsseoSpeed® TX ● Densply Implants® Astra Tech Implant System™ EV ● Medentika® ● MIS® C1® ● MIS® Seven® ● MIS® V3 ● Zimmer Dental® Tapered Screw-Vent® ● Imtec®	H1,25		30 Ncm
90.205	Sweden & Martina Implantology™ Premium Kohno® ● Sweden & Martina Implantology™ Premium TG®	H1,30		30 Ncm
90.206	Medentis Medical® ICX®	H1,40		35 Ncm
90.207	Nobel Biocare™ Replace Select® ● Nobel Biocare™ Nobel Active™ ● Nobel Biocare™ Brånemark® ● Nobel Biocare™ Nobel Replace® CC ● Nobel Biocare™ Multi-Unit® ● Implant Direct	UGR		35 Ncm
90.208	Straumann® Bone Level ● Straumann® SynOcta® ● Bredent® Sky® Medical® Sky®	TX-6		35 Ncm
90.209	Thommen Medical® SPI®	4Lobe		25 Ncm
90.210	Gold Screw Nobel Biocare®	SQ1,3		30 Ncm

Note: Products indicated with ® and TM are registered brand names of the respective manufactures.

HoKEY - Implant Driver Set – Kullanım Notları

HoKEY İmplant Anahtar Seti diş laboratuvarlarının kullanımına yönelik üretilmiştir.

İmplant veya Multi-Unit protez vidalarına uygun anahtar seçiniz. Bu şekilde vida kafalarına zarar vermezsiniz.

Tabloda yer alan Max. Tork değerleri, implant firmalarının ağızdaki son torklama değerlerini gösterir. Laboratuvarda hiçbir zaman son torklama yapmanız önerilmez. Multi-Unit protez vidalarını 10Ncm, implant üzeri bağlantı vidalarını ise %60 - %70'e kadar torklamanız yeterlidir. Bu sayede hem vida, hem de anahtar en az düzeyde aşınır.

HoKEY standları aynı anda iki kullanıcının düzenli şekilde çalışması için simetrik olarak tasarlanmıştır.

HoKEY anahtarları sadece aşınmaya karşı 2 yıl garantilidir.

HoKEY - Implant Driver Set – Usage Notes

The HoKEY Implant Key Set is produced for use in dental laboratories.

Select the appropriate driver for the implant or Multi-Unit prosthetic screws. That way you won't damage the screw heads.

Max. Torque values show the final torque values of the implant companies in the mouth. It is never recommended to final torque in the laboratory. It is sufficient to torque the Multi-Unit prosthesis screws up to 10Ncm and the connection screws on the implant up to 60% - 70%. In this way, both the screw and the driver are worn to a minimum.

HoKEY stands are designed symmetrically for two users to work at the same time.

HoKEY drivers are warranted for 2 years against wear only.

HoKEY – Implantat Schraubendreher Set – Anwendungshinweise

Das HoKEY Implant Key Set wird für den Einsatz im Dentallabor hergestellt.

Wählen Sie den geeigneten Schraubenschlüssel für die Implantat- oder Multi-Unit-Prothetikschauben aus. So beschädigen Sie die Schraubenköpfe nicht.

Max. Drehmomentwerte zeigen die endgültigen Drehmomentwerte der Implantatfirmen im Mund. Es wird niemals empfohlen, im Labor das endgültige Drehmoment anzuziehen. Es reicht aus, die Multi-Unit Prothetikschauben mit 10 Ncm und die Verbindungsschrauben am Implantat mit 60 % - 70 % anzuziehen. Auf diese Weise werden sowohl die Schraube als auch der Schlüssel auf ein Minimum abgenutzt.

HoKEY-Ständer sind symmetrisch so konzipiert, dass zwei Benutzer gleichzeitig arbeiten können.

HoKEY-Schlüssel haben nur eine 2-jährige Garantie gegen Verschleiß.

HoKEY - Juego de destornilladores de implantes - Notas de uso

El juego de llaves para implantes HoKEY se produce para su uso en laboratorios dentales.

Seleccione la llave adecuada para el implante o los tornillos protésicos Multi-Unit. De esa manera no dañará las cabezas de los tornillos.

máx. Los valores de torque muestran los valores de torque finales de las empresas de implantes en la boca. Nunca se recomienda realizar el torque final en el laboratorio. Es suficiente torquar los tornillos de la prótesis Multi-Unit hasta 10Ncm y los tornillos de conexión sobre el implante hasta un 60% - 70%. De esta forma, tanto el tornillo como la llave se desgastan al mínimo.

Los soportes HoKEY están diseñados simétricamente para que dos usuarios trabajen al mismo tiempo.

Las llaves HoKEY tienen una garantía de 2 años únicamente contra el desgaste.

HoKEY - Set di driver per impianti – Note sull'uso

Il set di chiavi per impianti HoKEY è prodotto per l'uso nei laboratori odontotecnici.

Selezionare il driver appropriato per l'impianto o le viti protesiche Multi-Unit. In questo modo non danneggerai le teste delle viti.

Massimo i valori di coppia mostrano i valori di coppia finali delle aziende implantari in bocca. Non è mai consigliabile eseguire la coppia finale in laboratorio. È sufficiente serrare le viti della protesi Multi-Unit fino a 10 Ncm e le viti di connessione sull'impianto fino al 60% - 70%. In questo modo sia la vite che il cacciavite sono usurati al minimo.

I supporti HoKEY sono progettati simmetricamente per consentire a due utenti di lavorare contemporaneamente.

I conducenti HoKEY sono garantiti solo per 2 anni contro l'usura.

HoKEY - Набір викруток для імплантатів. Примітки щодо використання.

Набір викруток для імплантатів HoKEY виготовлен для використання в зуботехнічних лабораторіях. Виберіть відповідну викрутку для імплантату або гвинту Multi-Unit. Таким чином ви не пошкодите головки гвинтів. Макс.

значення крутного моменту викрутки показує кінцеве значення крутного моменту для імплантату в ротовій порожнині. Рекомендується НІКОЛИ не закручувати гвинти до максимуму при використанні викруток в лабораторії. Достатньо закрутити гвинти Multi-Unit до 10 Нсм, а з'єднувальні гвинти на імплантаті - до 60% - 70%. Таким чином, і гвинт, і викрутка будуть мати найменший знос. Тримачі викруток HoKEY спроектовані симетричними для одночасної роботи двох користувачів. На викрутки HoKEY надається гарантія від зносу - 2 роки.

HoKey

Implant Driver Set

*Bu implantın anahtarı bizde var mı diye, artık düşünmenize gerek yok!
Do I have a key for this implant? You don't need to think anymore about this question!*

Mesut TORUK

The Founder of Ticrom Teknoloji

+90 (216) 488 81 00

info@ticrom.com

www.ticrom.com

Esentepe Mah. D100 Güney Yan Yol Cad. No:25/84
34870 Kartal, İstanbul — TURKEY



Dental
Solutions

TICROM TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. - ticrom.com - © 2026 All Rights Reserved

