

IDEX ISTANBUL 2026
Salon 5 · N04

DÜNYA PREMİYERİ



mutra™

PRECISION YOU CAN TRUST

Ağız içi kullanım için tasarlanmış yatay eksenli scanbody seti.

Geleneksel dikey tasarımların açısal hatalarını ortadan kaldıran özgün geometri.

Horizontal-axis intraoral scanbody set designed for intraoral use.

Eliminating angular errors of conventional vertical designs.

26

Bileşen
Components

42+

Sistem
Systems

4-2

Uzunluk-Yükseklik
Lengths-Heights

%100

Klinik
Clinical



±0 µm

Tolerans Hedefi / Target

01 Açısal Hassasiyet Üstünlüğü

Superior Angular Accuracy

Yatay kanat geometrisi tam ark vakalarında açısal sapmaları minimize eder.

Bilimsel çalışmalarla destekli. / Scientifically validated advantage.

03 Yumuşak Doku Engelleme

Soft Tissue Blocking

Kanat geometrisi yumuşak dokunun scanbody'i örtmesini önler.

Yazılım pozisyonu daha hızlı tanır. / Faster position recognition.

02 Posterior Bölge Avantajı

Posterior Region Advantage

Geniş kanatlar posterior bölgede sabit referans düzlemi sağlar.

Ağız arkası vakalar artık sorunsuz. / Posterior cases made reliable.

04 Exocad — Kullanıma Hazır

Exocad Library Ready at Delivery

Satın alma anında entegre Exocad kütüphanesiyle teslim edilir.

Ekstra kurulum yoktur. / No extra setup required.

42 İmplant Sistemiyle Uyumlu

Compatible with 42+ Implant Systems · M1,4 · M1,6 · M1,8

M1,4 — 29 sistem

- AB Dental®
- Adin İmplant®
- Antogyr 4,8®
- Astra EV®
- Bilimplant®
- Biohorizons®
- Bioinfinity®
- Biomet 3i®
- DTI®
- DXL®
- Euroteknika®
- Intralock®
- Isy By Camlog®
- i-Linq®
- Medentika®
- Medentis ICX®
- Medigma®
- Megagen®
- Mode-N®
- Neobiotech®
- Neodent®
- Nobel Active®
- NTA İmplant®
- Osstem®
- Pi-Branemark®
- SIN İmplant®
- Straumann BL 4,6®
- Sweden Martina®
- Thommen Medical®

M1,6 — 9 sistem

- Camlog 4,3®
- Evoss®
- Implance®
- JDental Care®
- MIS C1®
- NDI İmplant®
- Nucleoss T6®
- Servo Dental®
- Xive®

M1,8 — 3 sistem

- Dentium®
- Detech®
- Zimmer®*

*Belirtilen marka isimleri ilgili firmaların tescilli markalarıdır. Ticrom ürünleri bu sistemlerle mekanik uyum sağlamakta olup söz konusu markalarla herhangi bir ticari ilişki bulunmamaktadır.

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Bileşen / Components	26 adet / pcs per set
Uzunluklar / Lengths	L10 · L14 · L18 · L22
Vida / Screw Types	M1,4 · M1,6 · M1,8
Malzeme / Material	Medical Grade Titanium
Sterilizasyon	Autoclavable
Dijital Kütüphane	Exocad — Teslimatla Dahil
Takip / Tracking	Serial Number System
Uyumlu / Compatible	42+ İmplant Systems
Kalibrasyon	Bireysel / Individual per unit
Garanti / Warranty	2 Yıl / 2 Years
IOS Uyumlu	Shining3D · Medit · iTero · TRIOS

mutraTM
PRECISION YOU CAN TRUST

mutraTM

PRECISION YOU CAN TRUST



ticrom.com · shop.ticrom.com · info@ticrom.com