



scambooX

HAND OF THE PROFESSIONALS



LIMITED EDITION
MULTI-UNIT LEVEL - 700
LAB

HAND OF THE PROFESSIONALS

					Necos®				
Nobel®	Ostem®	Straumann® 3.5	Straumann® 4.6	Sweden&Martin®	Teika®	TR®	Xive®	Zimmer®	Zinedent®
GC® Aadvia 6.0	GM® 4.8	GM® 6.0	Impla®	Irex®	Medentica®	Medentics® ICX	Medigma®	Megagen®	MIS®
Bredent® Fast	Bredent® Uni	Camiog® 4.3	Camiog® 5.0	Dentaum®	Dentegris®	Dentium® 4.5	Dentium® 5.5	GC® Aadvia 3.8	GC® Aadvia 4.8
Alpha®	Ankylos®	Anthogry®	Astra® EV-Angled	Astra® EV	Astra® TX-Angled	Astra® TX-20	Astra® TX-45	Bego®	Biohorizon®
Bilimplan® B.	Bilimplan® T.	Bainfinity®	DeTech®	DT®	Evoss®	Implance®	Nucleas®	Omnitech®	

±3 µm

Tolerans / Tolerance

Kendi ihtiyaçlarınıza göre ScanBox®'ı kendiniz oluşturabilirsiniz. *Build your own ScanBox® according to your needs.*

01 Malzeme / Material

Tarama gövdesi: **PEEK**

Arayüz: **Titanyum**

Hibrit yapı: **PEEK + Ti**

Scan body: **PEEK**

Interface: **Titanium**

Hybrid structure: **PEEK + Ti**

02 Mekanik / Mechanical

Vida gerektirmez

Sprey gerektirmez

Screwless

Spray-free

03 Klinik Kolaylık / Clinical Ease

Vida deliği yok → temiz tarama yüzeyi

Hızlı yerleştirme / çıkarma

Kirlenme ve gölgelenme riski minimum

Otoklavlanabilir

Laboratuvar & Klinik kullanımı

No screw hole → clean scan surface

Quick placement / removal

Minimal contamination and shadowing risk

Autoclavable

Lab & Clinic use

*5 yıllık müşteri geri bildirimlerine göre.
Based on 5 years of customer feedback.

Up To 55

55 Scanbody'ye kadar
Up To 55 scanbodies

100+

100'den fazla marka
More than 100 brands

±3 µm

Maks. ±3 µm tolerans
Max. Tolerance ±3 µm

%99,9

Klinik başarı
Clinical Success

Compatible Implant	Code	Compatible Implant	Code
AB Dental®	700	MIS® - C1	724
Alphabio®	701	Mode® N	745
Ankylos®	702	Mode® S	751
Argon K3® Pro	750	Neodent®	736
Astra Tech® - EV	704	Neoss®	764
Bego Semados®	705	Nobel® - Active	726
Biohorizons®	706	Nucleoss®	727
BioInfinity®	707	Osstem®	728
Biotec®	746	Servo Dental - Trias®	740
Biotech® 4.0	753	SIC® 3.3	743
Biotech® 4.9	754	SIC® 4.2	744
Bredent®	708	Straumann® 3.5	730
Bredent® - Uni-Con	762	Straumann® 4.6	731
Camlog® - 4.3	709	Sweden & Martina® - PK	732
Camlog® - 6.0	741	TAG®	742
Dentaurum®	710	Tekka® - Inkone	761
Dentegris®	756	Tekka® - Quattro	760
Dentium® 4.5	713	TRI®	734
DeTech®	714	Xive®	737
DTI®	739	Zimmer®	735
EuroTeknika®	747	Adin İmplant®	X1
Evidence®	711	Antogyr 4,8®	X1
Evoss®	763	Bilimplant®	X1
GC - Aadvä® - 3.8	715	Biomet 3i®	X1
GC - Aadvä® - 4.8	716	Intralock®	X1
GC - Aadvä® - 6.0	717	Isy By Camlog®	X1
GMI Frontier®	718	i-Linq®	X1
HumanTech®	748	Medigma®	X1
ICX®	721	Neobiotech®	X1
IML®	749	NTA İmplant®	X1
Impla®	729	Pi-Branemark®	X1
Implance®	738	SIN İmplant®	X1
Medentika®	755	JDental Care®	X2
Megagen® - AnyOne	722	NDI İmplant®	X2
Megagen® - AnyRidge	723		

® Belirtilen marka isimleri ilgili firmaların tescilli markalarıdır. Ticrom ürünleri bu sistemlerle mekanik uyum sağlamakta olup söz konusu markalarla herhangi bir ticari ilişki bulunmamaktadır.

® The brand names mentioned are registered trademarks of their respective companies. Ticrom products are mechanically compatible with these systems and have no commercial affiliation with the aforementioned brands.



SCANBOX

HAND OF THE PROFESSIONALS



ticrom.com · shop.ticrom.com · info@ticrom.com